



## ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2023

Giving a hand to oral health.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# ONE SHADING MEETS BULK FILLING



NEO



## Charisma Bulk Flow ONE.

Η πρώτη λεπτόρρευση bulk ρητίνη απόχρωσης ONE για καθημερινές αποκαταστάσεις.

**Χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή απόχρωση:** Με τις απίστευτες ιδιότητες χρωματικής προσαρμογής της ρητίνης Charisma Bulk Flow ONE, η αποκατάσταση εναρμονίζεται με το περιβάλλον δόντι (γίνεται αόρατη).

**Εύκολος χειρισμός:** Οι κοιλότητες αποκαθίστανται γρήγορα και εύκολα με βάθος πολυμερισμού έως και 4 mm χωρίς να απαιτείται πρόσθετη επίστρωση μασητικά.

**Αποκαταστάσεις μακράς διάρκειας:** Μειωμένη συρρίκνωση, υψηλή ελαστικότητα και υψηλή αντοχή στην αποτριβή εξασφαλίζουν ανθεκτικές αποκαταστάσεις που αντέχουν το υψηλό φορτίο μάσησης στα οπίσθια δόντια.

# ONE LAYER FOR ALL SHADES

4  
3  
2  
1  
0  
mm



Η λεπτόρρευστη ρητίνη Charisma Bulk Flow ONE απλοποιεί τη διαδικασία αποκατάστασης

Η Charisma Bulk Flow ONE συνδυάζει την αποκατάσταση σε ένα μόνο στάδιο, με μεγάλο βάθος πολυμερισμού και σταθερότητα μετά την εφαρμογή. Αυτό επιτρέπει την άμεση τοποθέτηση αποκαταστάσεων βάθους έως και 4 mm.

Με τη ρητίνη Charisma Bulk Flow ONE οι κλινικοί μπορούν να μειώσουν τον χρόνο θεραπείας χωρίς την ανάγκη χρωματοληψίας ή την τοποθέτηση επιπλέον επικάλυψης μασητικά.

Με το μεγάλο εύρος ενδείξεων, από την κάλυψη των λεπτότερων σχισμών μέχρι τις αποτελεσματικές αποκαταστάσεις σε νεογιά δόντια, η απόδοση αυτού του υλικού, ενισχύεται περαιτέρω από την εξίσου αξιόπιστη και ευέλικτη λύση συγκόλλησης, GLUMA Bond Universal.

## ΕΞΥΠΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



## ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



Παρασκευή κοιλότητας και προετοιμασία κατόπιν τοποθέτησης απομονωτήρα




Κλινική παρακολούθηση αποκατάστασης μετά από τέσσερις εβδομάδες



Έλεγχος μέσω ακτινογραφίας: Η ρητίνη Charisma Bulk Flow ONE είναι ακτινοσκιερή

Κωδικός	Συσκευασία	Περιεχόμενο
Charisma Bulk Flow ONE - Σύριγγα		
66094725	CHARISMA BULK FLOW ONE SYR 1 x 2 G	1 x 2g σύριγγα, 5 x ρύγχη, 1 x IFU
Charisma Bulk Flow ONE - Σετ		
66095336	Charisma BULK FLOW ONE VALUE-KIT SYRINGE	10 x 2g σύριγγες, 10 x 5 ρύγχη, 1 x pictorial card, 1 x IFU



## CHARISMA DIAMOND ONE / CHARISMA TOPAZ ONE ΑΠΟΔΩΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Μετά από πολύχρονη κλινική εμπειρία των κορυφαίων ρητινών Charisma Diamond και Charisma Topaz -άνω των 10 ετών για την Charisma Diamond και 4 ετών για την Charisma Topaz-, η Kulzer με υπερηφάνεια σας παρουσιάζει τις νέες αποχρώσεις Charisma Diamond ONE & Charisma Topaz ONE. Οι νέες αποχρώσεις Charisma Diamond ONE & Charisma Topaz ONE προσφέρουν απόλυτη χρωματική προσαρμογή με μία μόνο απόχρωση. Η αποκατάσταση γίνεται αόρατη καθώς αποκτά το χρώμα του περιβάλλοντος δοντιού.

**CHARISMA ONE: Η λύση στις καθημερινές αποκαταστάσεις οπισθίων δοντιών με μία μόνο απόχρωση! Καταργήστε τη χρωματοληψία και κερδίστε χρόνο!**



### Συσκευασίες

Μεμονωμένες σύριγγες 4 γρ.


Charisma Diamond ONE **Κωδικός** 6608 7169

Charisma Topaz ONE **Κωδικός** 6608 7170

Charisma Diamond ONE kit: 2 σύριγγες x 4 γρ.  
Charisma Diamond ONE + 1 φιαλίδιο GLUMA BOND Universal **Κωδικός** 6608 7171

Charisma Topaz ONE kit: 2 σύριγγες x 4 γρ. Charisma Diamond ONE + 1 φιαλίδιο GLUMA BOND Universal **Κωδικός** 6608 7172

- Πλεονεκτήματα**
- Παρουσιάζουν απίστευτες ιδιότητες προσαρμογής χρώματος.
- Παρέχουν υψηλή ακτινοσκιερότητα για ευκολία διάγνωσης.
- Παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή κατά των αποφλοιώσεων και καταγμάτων.
- Διαθέτουν πολύχρονη κλινική εμπειρία (άνω των 10 ετών για την Diamond και 4 ετών για την Topaz).
- Είναι εξ ολοκλήρου ελεύθερες από σχετιζόμενα με BPA-μονομερή.






Το όνομα Charisma έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των οδοντιάτρων παγκοσμίως, για τον εύκολο χειρισμό, την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία στις αποκαταστάσεις. Έτσι, μας φάνηκε λογικό να ενσωματώσουμε τα πλέον επιτυχημένα χαρακτηριστικά όλων των ρητινών Charisma σε ένα προϊόν. Το αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει εσάς και τους ασθενείς σας. Η ρητίνη Charisma Topaz είναι μια φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή νανο-υβριδική ρητίνη, που διαθέτει τη μοναδική μας μήτρα TCD. Η καινοτόμος αυτή φόρμουλα, συνδυασμένη με τον αποδεδειγμένα εύκολο χειρισμό των ρητινών Charisma, ήταν η βάση για τη δημιουργία μιας ρητίνης που σας λύνει τα χέρια στην καθημερινότητα, προσδίδοντας φυσικές αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής.

Βέλτιστες  
φυσικές ιδιότητες

Εύκολος  
χειρισμός



Ευελιξία  
στη διαστρωμάτωση

### Αποχρώσεις

Αδαμαντίνη: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2  
Οδοντίνη: OL (opaque light), OM (opaque medium), OD (opaque dark)  
Διαφάνεια: CL (clear), CO (clear opal)  
Bleach: BL (bleach light), OB (opaque bleach)

### Συσκευασίες

Μεμονωμένες σύριγγες 4 γρ. σε όλες τις αποχρώσεις



Charisma Topaz Syringe Basic Kit: 6 σύριγγες x 4 γρ. - A2, A3, A3.5, B2, CL, OM, Gluma Bond Universal, Gluma Etch, οδηγός διαστρωμάτωσης, εικονογραφημένη κάρτα με οδηγίες

Charisma Topaz Syringe Master Kit: 10 σύριγγες x 4 γρ. - A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CL, OL, OM, OD, Gluma Bond Universal, Gluma Etch, χρωματολόγιο, οδηγός διαστρωμάτωσης, εικονογραφημένη κάρτα με οδηγίες

Κωδικός 6606 7180

Χρωματολόγιο Charisma Topaz

Κωδικός 6606 7181

### Μία ρητίνη – Τριπλό όφελος

#### Απολαύστε την ευκολία στο χειρισμό.

Η μαλακή, αλλά παράλληλα μη κολλώδης σύσταση της ρητίνης Charisma Topaz, βελτιώνει τον αποτελεσματικό χειρισμό, χάρη στην αυξημένη της σταθερότητα.

#### Επωφεληθείτε από τις βέλτιστες φυσικές ιδιότητες.

Η ρητίνη Charisma Topaz διαθέτει την κατοχυρωμένη μας πατέντα της μήτρας TCD και συνδυάζει υψηλή αντοχή με ελάχιστη συστολή, δύο σημαντικές ιδιότητες του υλικού που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο θραύσης και δημιουργίας δευτερεύουσας οδοντίνης.

#### Εκμεταλλευτείτε την ευελιξία στη διαστρωμάτωση.

Εφαρμόστε απλή μονοχρωματική διαστρωμάτωση ή πολλαπλή διαστρωμάτωση για πιο πολύπλοκες αποκαταστάσεις. Επιλέξτε μεταξύ τριών επιπέδων διαφάνειας, πλέον των αποχρώσεων για δόντια που έχουν λευκανθεί.



# ΤΟΡΑΖ



# CHARISMA® DIAMOND

## Η ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Η νανο-υβριδική ρητίνη προσθίων - οπισθίων Charisma Diamond, συνδυάζει ελάχιστη συρρίκνωση με υψηλή αντοχή και απaráμιλλη αισθητική. Για απλές αποκαταστάσεις, η ρητίνη Charisma Diamond προσδίδει τέλεια αποτελέσματα με ένα στρώμα, ενώ για ιδιαίτερα περίπλοκες αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής, με τη διαστρωματική τεχνική. Η κατοχυρωμένη φόρμουλα σύνθεσης της ρητίνης Charisma Diamond, βασίζεται σε ένα ειδικό μονομερές χαμηλής συστολής που συνδυάζει τέλεια την μεγάλη διάρκεια και αντοχή με ελάχιστη συστολή. Η εξαιρετικά υψηλή δύναμη εφελκυσμού της ρητίνης, την καθιστά ανθεκτική στις πιέσεις μάσησης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο θραύσης και εξασφαλίζει αποκαταστάσεις μεγάλης διάρκειας. Η ρητίνη Charisma Diamond προσφέρει 21 αποχρώσεις, εκ των οποίων, τέσσερις αποχρώσεις οδοντίνης και τέσσερις κοπτικές διαφάνειες.



### Ενδείξεις

Εμφράξεις Ομάδων I – V κατά Black  
Διορθώσεις σχήματος και απόχρωσης των δοντιών (π.χ. κλείσιμο διαστήματος)  
Ναρθηκοποίηση χαλαρών δοντιών από τραυματισμό ή περιοδοντική ασθένεια  
Αποκαταστάσεις νεογιλών δοντιών  
Επιδιορθώσεις πορσελάνης και ρητίνης (σε συνδυασμό με κατάλληλο συγκολλητικό σύστημα)  
Άμεσες όψεις ρητίνης  
Κατασκευή αξόνων

### Συσκευασίες

Μεμονωμένες σύριγγες 4 γρ σε όλες τις αποχρώσεις

Charisma Diamond Basic kit: 6 σύριγγες x 4γρ. - 2A2, A3, A3.5, OM, OD

Κωδικός 6604 3864

Charisma Diamond Master kit: 10 σύριγγες x 4 γρ. – A2, A3, A3.5, A4, B2, C2, OM, OD, BL, CL, Gluma 2Bond, Gluma Etch, χρωματολόγιο, βοηθήματα

Κωδικός 6604 3881

Χρωματολόγιο Charisma Diamond

Κωδικός 6604 4554



### Αποχρώσεις

Αδαμαντίνη: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, BL (bleach), BXL (bleach extra light)  
Οδοντίνη: OL (opaque light), OM (opaque medium), OD (opaque dark), OB (opaque bleach)  
Διαφάνεια: CL (clear), AM (amber), CO (clear opal), YO (yellow opal)

Η μικρο-υβριδική ρητίνη Charisma Classic αποτελεί την επόμενη γενιά της ρητίνης Charisma, του υλικού που χρησιμοποιήθηκε σε εκατομμύρια εμφράξεις παγκοσμίως, για περισσότερο από 20 χρόνια. Η ρητίνη Charisma Classic είναι η πρώτη ρητίνη που προσφέρει τη δεύτερη γενιάς τεχνολογία εκδόχων Microglass. Εξελίξαμε αυτήν την τεχνολογία σε στενή συνεργασία με οδοντιάτρους παγκοσμίως, για να καλύψουμε τις απαιτήσεις σας για μια ρητίνη εύχρηστη, που αποδίδει την αισθητική και τη φωτεινότητα των φυσικών δοντιών

### Η μονοχρωματική διαστρωμάτωση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη

- Το αποτέλεσμα των εκδόχων Microglass® II: Αυτό που βλέπεις είναι αυτό που παίρνεις! Καθώς όλοι οι δείκτες διάθλασης στη μήτρα του υλικού και το σύστημα εκδόχων έχουν ιδανικά ευθυγραμμιστεί, η νέα τεχνολογία Microglass II προσφέρει φωτεινότητα και λάμψη εκ των έσω, αλλά και αυξημένη κατά 56% χρωματική προσαρμογή.
- Εύκολος χειρισμός: Η ρητίνη Charisma Classic όχι μόνο επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση λόγω της κρεμώδους σύστασής του. Παρέχει και τις άριστες ιδιότητες τροχίσματος και στίλβωσης, αποδίδοντας επιφάνειες υψηλής στιλπνότητας και λάμψης. Η επιλογή αποχρώσεων γίνεται πιο εύκολα με προσεκτικά διαμορφωμένο χρωματολόγιο. Πού αλλού συναντάτε υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία με τόση ευκολία;

### Συσκευασίες

Μεμονωμένες όλες τις αποχρώσεις σε σύριγγες 4 γρ.

Charisma Classic Combi kit 8 x 4γρ +G2B: 8 σύριγγες x 4γρ – A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3 & 1 x 4ml Gluma 2Bond & 2 x 2.5ml Gluma Etch gel

Κωδικός 6605 6108

Charisma Classic Combi kit 6 x 4γρ + G2B: 6 σύριγγες x 4γρ – 2 σύριγγες x A2, A3, 1 σύριγγα x A1, A3.5 & 1 x 4ml Gluma 2Bond & 2 x 2.5ml Gluma Etch gel

Κωδικός 6605 6109

Charisma Classic Syr. 4x4γρ: 4 σύριγγες A1, A2, A3, OA2

Κωδικός 6605 6110



### Αποχρώσεις

Αδαμαντίνη:

A1, A2, A3, A3.5, A4,

B1, B2, B3, C2

Οδοντίνη:

OA2, OA3, OA3.5

## CHARISMA® FLOW

### ΦΥΣΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

Η ρητίνη Charisma Flow είναι η ιδανική λεπτόρρευση ρητίνη, που συμπληρώνει τη μικροϋβριδική ρητίνη Charisma Classic. Η ακτινοσκιερή και υψηλής ρευστότητας σύστασή της, την καθιστά ιδανική επιλογή για πολλές εφαρμογές όπως κάλυψη κουλτοτήτων, κάλυψη σπών/σχισμών και ελάχιστα επεμβατικές εμφράξεις.

Η ρητίνη Charisma Flow αποτελεί ασφαλή επιλογή για υψηλού επιπέδου φυσικές και αξιόπιστες αποκαταστάσεις.

### Κατάλληλο για πολλές ενδείξεις

- Εύκολος και γρήγορος χειρισμός χάρη στην χαμηλό ιξώδες και την καλή θιξοτροπική συμπεριφορά
- Η ακτινοσκιερότητα του επιτρέπει ασφαλή και αξιόπιστη διάγνωση
- Έντονος χαμαιλεοντισμός
- Οι αποχρώσεις του Charisma Flow ταιριάζουν απόλυτα με τις αποχρώσεις του Charisma Classic

### Αποχρώσεις

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, OA2, OA4, Baseline

### Συσκευασίες

Μεμονωμένες σύριγγες 1,8 γρ σε όλες τις αποχρώσεις

Charisma Flow Set: 4 σύριγγες x 1,8 γρ – A1, A2, A3, Baseline

Κωδικός 6601 5521



# GLUMA® BOND UNIVERSAL

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



Με βάση την μακροχρόνια εμπειρία μας στη συγκόλληση, αναπτύξαμε το GLUMA Bond Universal - έναν γενικής χρήσεως συγκολλητικό παράγοντα που απαντά σε όλες τις ανάγκες σας για συγκόλληση. Το GLUMA Bond Universal είναι αποτελεσματικό χάρη στον εύκολο χειρισμό και στον αξιόπιστο ισχυρό δεσμό που παρέχει. Το μοναδικό σύστημα ελέγχου υγρασίας που περιλαμβάνει MDP κάνει πολύ εύκολο το να στεγνώσετε με αέρα και παρέχει ένα ομοιογενές στρώμα συγκόλλησης. Με το GLUMA Bond Universal, δουλεύετε αποτελεσματικά και οικονομικά και είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει την απαραίτητη προετοιμασία για μια μακράς διάρκειας αποκατάσταση.

## Πλεονεκτήματα

- Ένα φιαλίδιο για κάθε τεχνική συγκόλλησης: ολική αδροποίηση, επιλεκτική αδροποίηση, αυτο-αδροποίηση
- Ένα φιαλίδιο για όλα τα οδοντιατρικά υλικά.
- Ένα φιαλίδιο για ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων για άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις και ενδοστοματικές εργασίες.
- Ένα φιαλίδιο για εύκολο και ασφαλή χειρισμό με state-of-the-art απόδοση.



## SeleKt®

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ.

Οι νέες βελτιωμένες βελόνες SeleKt+ ακολουθούν τη φιλοσοφία μας: η καλύτερη ένεση είναι αυτή την οποία δεν αισθάνεται ο ασθενής. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε μόνο πρώτης κατηγορίας ατσάλι με πρωτοποριακή κοπή και καινοτόμο λείανση.

## Πλεονεκτήματα

- Ελάχιστη δύναμη διείδυσης και ελάχιστος πόνος, λόγω της τριπλής όψης της βελόνας.
- Ιδανικές για ενδοσυνδεσμική αναισθησία. Μειωμένος κίνδυνος κάμψης της βελόνας.
- Η επικάλυψη της βελόνας με σιλικόνη εξασφαλίζει τη βέλτιστη διείδυση στους ιστούς.
- Εύκολη αναγνώριση του μήκους της κάθε βελόνας χάρη στο νέο μας σύστημα κωδικοποίησης με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.



## STARLIGHT PRO

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Το Starlight pro είναι μια συσκευή πολυμερισμού LED για τον φωτοπολυμερισμό οδοντιατρικών υλικών, όπως συγκολλητικοί παράγοντες και εμφρακτικά υλικά. Με το Starlight pro επιτυγχάνετε, με συνέπεια, υψηλής ποιότητας και ασφαλείς αποκαταστάσεις.

### Συσκευασία

Χειρολαβή, βάση φόρτισης, μπαταρία, φωτοθυρίδα διαμέτρου 8 χιλιοστών, προστατευτική ασπίδα, τροφοδοτικό με τριπλό προσαρμογέα.

Κωδικός 6605 5012

Variotime®



**Variotime®**

Εντυπωσιάστε ελεύθερα.

Giving a hand to oral health



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# VARIOTIME®

## ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ

Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας της Kulzer στις Α-σιλικόνες, δημιούργησαν το Variotime®, με 6 διαφορετικές ρευστότητες και μεγάλο εύρος εφαρμογών.

### Ενδείξεις

- Αποτυπώματα σε εμφυτεύματα
- Λειτουργικά αποτυπώματα
- Variotime, η νέα πολυβινυλ-σιλοξάνη με απλό, ευπροσάρμοστο χειρισμό
- Αποτυπώματα για στεφάνες και γέφυρες
- Αποτυπώματα για ένθετα κι επένθετα



### Συσκευασίες

#### Handmix Refill

Variotime® Easy Putty Refill 2 x 300ml

Κωδικός 6604 4993

#### Handmix Trial Kit

1 x 600 ml Easy Putty, 1 x 50ml Light Flow, 5 x Mixing Tips yellow, 5 x Intraoral Tips, 1 x Universal Adhesive (10ml)

Κωδικός 6604 5044

#### 2 x 50 ml Automix Cartridge Refills

Variotime® Medium Flow Refill & Mixing Tips

Κωδικός 6604 5036

Variotime® Light Flow Refill & Mixing Tips

Κωδικός 6604 5038

Variotime® Extra Light Flow Refill & Mixing Tips

Κωδικός 6604 5040

Variotime® Heavy Tray Refill & Mixing Tips

Κωδικός 6604 4998

Variotime® Monophase Refill & Mixing Tips

Κωδικός 6604 5032

Variotime® Bite Cartridge Refill & Mixing Tips

Κωδικός 6604 5042

### Πλεονεκτήματα

- Υψηλή ακρίβεια
- Μεταβλητός χρόνος εργασίας, από 1:00 – 2:30 λεπτά για να καλύπτει κάθε απαίτηση
- Μικρός χρόνος πήξης ενδοστοματικά – 2:30 λεπτά
- Εύκολος, αποτελεσματικός και ασφαλής χειρισμός
- Ένα υλικό με ποικίλες εφαρμογές – για μονήρεις στεφάνες και πολλαπλές προσθετικές εργασίες – 6 διαφορετικές ρευστότητες
- Διαθέσιμο για ανάμιξη με το χέρι, σε φύσιγγες και με τη συσκευή Dynamix





## DYNAMIX® SPEED

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Η συσκευή Dynamix Speed προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της αυτόματης ανάμιξης, και επιπλέον: μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου λόγω της διπλάσιας ταχύτητας, του εύκολου χειρισμού και της ομοιογενούς και με απώλεια φυσαλίδων ανάμιξης. Το υλικό αναμειγνύεται κι εξωθείται με ηλεκτρονικό έλεγχο σε κάθε χρήση του. Η συσκευή Dynamix speed είναι ιδανική για χρήση με τις Α-σιλικόνες της Kulzer.

Κωδικός 6604 5034



### Πλεονεκτήματα

- Υψηλή ταχύτητα ανάμιξης και δοσολογία του δισκαρίου σε μόνο 15 δευτερόλεπτα
- Ομοιογενής ανάμιξη χωρίς φυσαλίδες
- Σταθερή ποιότητα ανάμιξης – ανεξάρτητη του ανθρώπινου παράγοντα
- Ακριβής δοσολογία αποτυπωτικού υλικού
- Εξοικονόμηση χρόνου και υλικού
- 3 επιλογές ταχύτητας – 2 για πλήρωση δισκαρίων (Dynamix® υψηλή ταχύτητα, κανονική ταχύτητα ST) και 1 για πλήρωση συριγγών
- Αυτόματη προώθηση των εμβόλων
- Αυτόματη αναστροφή κίνηση των εμβόλων
- Ασφάλεια για το χειριστή
- Ένδειξη υπολειπόμενης ποσότητας υλικού με φωτεινό σήμα



## DYNAMIX® SPEED 2

ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ακόμα μεγαλύτερη ευκολία: Οι πρόσθετες ενδείξεις στην ένδειξη στάθμης, σας επιτρέπουν να εκτιμήσετε εάν η υπολοιπούμενη ποσότητα υλικού είναι επαρκής για την επόμενη λήψη αποτύπωσης (άνω / κάτω γνάθο).

Φιλικό προς το περιβάλλον: Εξοικονομείται στο μέγιστο δυνατό το υλικό, καθώς κάνετε την καλύτερη δυνατή χρήση του υλικού των φυσιγγών.

Κωδικός 6604 5779



### Συσκευασίες

#### Dynamix® Cartridge Refills

Variotime® Dynamix® Putty Refill 2 x 380 ml & tips


Κωδικός 6604 4995

Variotime® Dynamix® Heavy Refill 2 x 380 ml & tips

Κωδικός 6604 5000

Variotime® Dynamix® Monophase Refill 2 x 380 ml & tips

Κωδικός 6604 5034



**OXASIL®**

ΟΤΑΝ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Το Oxasil είναι το νέο υλικό αποτύπωσης για ανάμιξη με το χέρι, από τον εφευρέτη του Optosil / Χαντοπρεν. Από το 1965 που εισήχθη για πρώτη φορά στην αγορά, το Optosil / Χαντοπρεν αποτέλεσε το πρότυπο για την ακριβή αναπαραγωγή λεπτομερειών. Το Oxasil παρέχει την εμπειρία και την αξιοπιστία ενός υλικού ανάμιξης με το χέρι και ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό με ένα πολύ ενεργό σύστημα βάσης και ενεργοποιητή. Το Oxasil συνδυάζει βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως παρατεταμένη σταθερότητα στις διαστάσεις, με μια ευχάριστη φρέσκια γεύση.

### Πλεονεκτήματα

- Πολύ αποτελεσματικό σύστημα ενεργοποιητή και βάσης
- Οικονομική χρήση
- Εύκολη ανάμιξη της σύστασης Soft Putty
- Αξιοσημείωτη αύξηση του ιξώδους μετά την ανάμιξη, ενώ παραμένει σε ρευστή μορφή (μίξη οπτικού ελέγχου)
- Εξαιρετικός χειρισμός κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας
- Ιδανικό για βασικές αλλά και εξειδικευμένες ενδείξεις (όπως αναγώμωση οδοντοστοιχιών, λειτουργικά αποτυπώματα, έλεγχος ακρίβειας εφαρμογής, αποτυπώματα για προσωρινές εργασίες)
- Μεγάλος χρόνος διατήρησης διαστάσεων - υπερβαίνει τις 21 ημέρες για την δημιουργία γύψινου εκμαγείου
- Ελαφριά γεύση μέντας



### Συσκευασίες

Oxasil Putty: 1 δοχείο x 900 ml

Κωδικός 6607 7391

Oxasil Soft Putty: 1 δοχείο x 900 ml

Κωδικός 6607 7390

Oxasil Light Flow: 1 σωληνάριο x 140 ml

Κωδικός 6607 7392

Oxasil Very Light Flow: 1 σωληνάριο x 140 ml

Κωδικός 6607 7393

Oxasil Activator Paste: 1 σωληνάριο πάστας x 60 ml

Κωδικός 6607 7396

## OXASIL® MUCOSA

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΩΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Oxasil Mucosa δημιουργήθηκε ειδικά για αποτύπωση σε ευαίσθητο βλενογόνο

### Ενδείξεις

Μεσαίας ρευστότητας αποτυπωτικό υλικό για αποτυπώματα του βλενογόνου

### Πλεονεκτήματα

- Θιξοτροπικό, ρευστό υπό πίεση, σταθερό μετά την ανακούφιση της πίεσης
- Δεν ρέει στην περιοχή του φάρυγγα
- Ευπροσάρμοστος χρόνος εργασίας
- Αποστειρώσιμο

### Συσκευασίες

Σωληνάριο 140 ml

Κωδικός 6607 7394



## iCEM® SELF ADHESIVE

### Ο ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Η iCEM Self Adhesive, αποτελεί την τελευταία καινοτομία της Kulzer. Είναι μία Όλα-σε-Ένα ρητινώδης συγκολλητική κονία, που συνδυάζει τον ισχυρό δεσμό συγκόλλησης, με γρήγορη, εύκολη και βολική εφαρμογή, μειώνοντας τον κίνδυνο μετεπεμβατικής ευαισθησίας. Αυτό σημαίνει ότι οι έμμεσες αποκαταστάσεις μπορούν να αδροποιηθούν, προετοιμαστούν, συγκολληθούν, απευαισθητοποιηθούν σε ένα μόνο στάδιο. Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι, η καινοτόμος σύνθεση του iCEM Self Adhesive, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των κλασικών κονιών, όπως τον εύκολο χειρισμό και την ανοχή στην υγρασία του δοντιού, με τις υψηλής ποιότητας μηχανικές κι αισθητικές ιδιότητες που παρέχουν οι ρητινώδεις συγκολλητικές κονίες.

#### Ενδείξεις

- Συγκόλληση μεταλλικών, μεταλλο-κεραμικών και ολοκεραμικών στεφανών και γεφυρών
- Συγκόλληση μεταλλικών, κεραμικών κι ενθέτων ρητινών
- Συγκόλληση μεταλλικών, κεραμικών κι επενθέτων ρητινών
- Συγκόλληση ενδοριζικών αξόνων από μέταλλο, τιτάνιο και υαλονήματα
- Συγκράτηση νάυλον υλικών νερθηκοποίησης χαλαρών δοντιών

#### Πλεονεκτήματα

- Αξιόπιστος και ισχυρός δεσμός για μακράς διάρκειας αποκαταστάσεις
- Τεκμηριωμένη δράση με πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες παγκοσμίως
- Μειώνει τη μετεπεμβατική υπερευαισθησία
- Αδροποίηση, προετοιμασία, συγκόλληση, απευαισθητοποίηση σε ένα μόνο στάδιο



#### Συσκευασίες

Σύριγγα αυτόματης ανάμιξης 5 ml  
(7 γρ), με 15 ρύγχη ανάμιξης

Κωδικός 6603 6084

## PREVISION® TEMP

### Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το PreVISION Temp είναι ένα αυτοπολυμεριζόμενο υλικό δύο συστατικών για προσωρινές στεφάνες και γέφυρες, το οποίο διατίθεται σε φύσιγγες 10:1. Οι άριστες μηχανικές του ιδιότητες επιτρέπουν ασφαλή και αισθητικό αποτέλεσμα για ένα άνετο χρονικό διάστημα μέχρι την τελική εργασία. Έτσι, εσείς και ο ασθενής σας μπορείτε να δείτε εκ των προτέρων την όψη της τελικής αποκατάστασης και την αίσθηση που θα έχει στο στόμα.



#### Πλεονεκτήματα

- Απλή εφαρμογή για εξοικονόμηση χρόνου
- Ιδανικές μηχανικές ιδιότητες
- Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα και εξαιρετική στίλβωση
- Απελευθέρωση φθορίου
- Εξαιρετικές ιδιότητες φθορισμού

Διατίθεται σε 5 VITA αποχρώσεις (A1, A2, A3, A3.5, B1) και Bleach Φύσιγγα 50 ml + 12 ρύγχη ανάμιξης

Κωδικός 6605 5530

Κωδικός 6605 5531



Γραφείο Ελλάδας & Κύπρου  
τηλ. 0030 210 9631971  
email: [info-gr@kulzer-dental.com](mailto:info-gr@kulzer-dental.com)

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων:  
KULZER GmbH  
Leipziger Straße 2 63450 Hanau  
Germany