


CHARISMA TOPAZ

CHARISMA®

Πληροφορίες Προϊόντος

ONE FOR THE BASICS





“Η λύση One”

ONE

ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΜΙΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.

Η ρητίνη Charisma Topaz είναι γνωστή για τον συνδυασμό των πιο επιτυχημένων και κλινικά αποδεδειγμένων χαρακτηριστικών των ρητινών Charisma. Εκτός από αυτό, η νέα απόχρωση τώρα σας προσφέρει μια μόνο απόχρωση για τις περισσότερες καθημερινές σας αποκαταστάσεις!


Η απόχρωση Charisma Topaz ONE προσαρμόζεται απόλυτα στο χρώμα του περιβάλλοντος δοντιού, δημιουργώντας αόρατες αποκαταστάσεις. Τώρα γίνεται πιο εύκολο από ποτέ να επιτύχετε άπιστευτα φυσική εμφάνιση ακόμα και στα οπίσθια δόντια.

ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ- ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΦΩΣ

Η απόχρωση Charisma Topaz ONE καθορίζει την απόχρωση της αποκατάστασης απορροφώντας τα κύματα φωτός που αντανακλώνται από το χρώμα του περιβάλλοντος δοντιού.



Μαστικές κοιλότητες διαφορετικού χρώματος προκατασκευασμένων ακρυλικών δοντιών, στα οποία έχει γίνει έμφραξη με την απόχρωση Charisma Topaz ONE.





ONE


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Η ΧΗΜΕΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Το όνομα Charisma έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των οδοντιάτρων παγκοσμίως για τον εύκολο χειρισμό, τη φυσική αισθητική και αξιοπιστία που προσφέρει στις αποκαταστάσεις, τα οποία μπορεί κανείς να τα βρει στη νέα απόχρωση Charisma Topaz ONE.

Τα πλεονεκτήματα της ρητίνης Charisma Topaz για εύκολο χειρισμό:

- Μαλακή, μη κολλώδης & ρευστή σύσταση για εύκολη διαμόρφωση
- Παρατεταμένος χρόνος εργασίας
- Εξαιρετική λείανση χάρη στους ιδιαίτερα λεπτούς ενισχυτικούς παράγοντες (nanofillers)
- Εγκεκριμένο για συνδυασμό με το GLUMA Bond Universal - την αξιόπιστη και εξαιρετικά αποτελεσματική λύση συγκόλλησης από την Kulzer



Η απόχρωση Charisma Topaz ONE παρουσιάζει έντονη ακτινοσκοπιότητα εξασφαλίζοντας αξιόπιστη διάγνωση. Πηγή: Prof. C.-P. Ernst, Μαιντζ, Γερμανία



Παρασκευασμένη και κατάλληλα προετοιμασμένη κοιλότητα. Περιστατικό από: Nicola Scotti, Πανεπιστήμιο του Τορίνο, Ιταλία



Ολοκλήρωση αποκατάστασης με την απόχρωση Charisma Topaz ONE στο δόντι 26. Εξαιρετική χρωματική προσαρμογή.



“Ορισμένα υλικά είναι τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Αναζητώντας την τελειότητα ξεχνάμε την απλότητα - πιστεύοντας ότι όταν τα πράγματα γίνονται εύκολα, το αποτέλεσμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Αυτό δεν ισχύει για τη ρητίνη Charisma Toraz. Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά χειρισμού έκαναν τη ζωή μου πιο εύκολη και κάθε αποκατάσταση άψογη.”

**Δρ. Ματίνα Αργυροπούλου,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα**


FREE
of BPA related
monomers



“Η μοναδική μήτρα TCD είναι εξ ολοκλήρου ελεύθερη από σχετιζόμενα BPA- μονομερή.”

ONE

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ




ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΗΤΡΑ TCD.

Η νέα απόχρωση Charisma Toraz ONE περιλαμβάνει τη μοναδική μήτρα TCD της Kulzer και το βελτιστοποιημένο σύστημα νανο-υβριδικών εκδόχων. Εμπεριέχει τον μοναδικό συνδυασμό αντοχής στη θραύση και χαμηλής συστολής, χαρακτηριστικά που έχουν κάνει γνωστές όλες οι ρητίνες με μήτρα TCD- φυσικές ιδιότητες που έχουν δοκιμαστεί και τεκμηριωθεί σε κλινικές μελέτες.

Γιατί είναι τόσο ξεχωριστή;

- **Αποκαταστάσεις μεγάλης διάρκειας:** Τα κατάγματα και η δευτερεύουσα τερηδόνα, αποτελούν τις βασικές αιτίες αποτυχίας της αποκατάστασης. Η ρητίνη Charisma Toraz ελαχιστοποιεί και τους δύο αυτούς κινδύνους χάρη στην μήτρα TCD και το βελτιστοποιημένο σύστημα νανο-υβριδικών εκδόχων.
- **Εγγυημένη βιοσυμβατότητα:** Η μοναδική μήτρα TCD διασφαλίζει εξίσου ότι η απόχρωση Charisma Toraz ONE είναι εξ ολοκλήρου ελεύθερη από bis-GMA & σχετιζόμενα με BPA-μονομερή.

Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες



Source: Kulzer R&D, Wehrheim, Germany. Unpublished data. Documentation available.

Estelite® Sigma Quick is a trademark of Tokuyama Dental Corporation Inc. · Herculite®, XRV Ultra® is a trademark of Kerr Corporation · Filtek® is a trademark of 3M Company · Admira Fusion® is a trademark of Voco GmbH · Evetric® is a trademark of Ivoclar Vivadent AG · Gradia® Direct Anterior is a trademark of GC Corporation · Omnichroma® is a trademark of Tokuyama Corporation

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ONE?

Παραγγίλετε τώρα το Charisma Topaz
ONE kit!

(συμπεριλαμβάνεται δωρεάν ο συγκολλητικός
παράγοντας Gluma Bond Universal)

kulzer.gr/
Charisma-
ONE



Art Code	Package	Content
Charisma Topaz ONE Shade		
66087170	Charisma Topaz Syringe Refill 1x4g ONE	1 x 4 g
66087172	Charisma Topaz ONE Kit	2 x 4 g Syringes of Charisma Topaz in shade ONE / 1 x 4 ml bottle of GLUMA Bond Universal

Γραφείο Προώθησης Kulzer για Ελλάδα & Κύπρο
Λ. Κύπρου 93, 1ος όροφος
164 51, Αργυρούπολη - Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 9631971

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ



ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ

Χαηκοκονδύλη 19, Αθήνα 104 32
Τηλ.: 210 52 32 609, 210 52 31 800, 210 52 22 301
Fax: 210 52 37 155
www.pandental.eu, www.οδοντιατρικα.gr
e-mail: info@pantelides-dental.gr



Για όσους έχετε υψηλές απαιτήσεις
**ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ**
από το 1929

www.apostolides.gr

ΑΘΗΝΑ: ΦΙΛΩΠΙΣΤΟΥ 23, 115 27 ΓΟΥΔΗ
ΤΗΛ./ FAX: 210 698 48 82
info.athens@apostolides.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΕΛΛΟΥΔΟΥ 11, 546 36
ΤΗΛ.: 2310 201 301, 2310 248 065
info@apostolides.gr