

# Pala® Polish

## Πάστα λείανσης - στίλβωσης



Επιτύχετε λάμψη και αφαιρέστε τις γρατζουνιές με μία μόνο κίνηση.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

**Γυάλισμα σε:**  
**Οδοντοστοιχίες**  
 Μερικές οδοντοστοιχίες  
 Ορθοδοντικά μηχανήματα  
 Υλικά ρητίνης

### Η πάστα για γυάλισμα οδοντιατρικών αποκαταστάσεων:

- ✓ Αφαιρεί τις γρατζουνιές και ταυτόχρονα αφήνει μεγάλη λάμψη στις οδοντιατρικές αποκαταστάσεις
- ✓ Δεν χρειάζεται περαιτέρω λείανση με ελαφρόπετρα
- ✓ Μειώνει τους χρόνους στίλβωσης



### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δημιουργεί υψηλή λάμψη ενώ αφαιρεί γρατζουνιές
- Χαρίζει γυαλάδα σε μία εφαρμογή
- Στιλβώνει την προσθετική εργασία χωρίς ελαφρόπετρα
- Μειώνει το χρόνο φινιρίσματος και στίλβωσης
- Αυξάνει την αισθητική της τελικής προσθετικής εργασίας
- Επιτρέπει στον οδοντικό τεχνολόγο να γυαλίζει στον πάγκο εργασίας σε ξηρό περιβάλλον
- Επιτρέπει τη χρήση μικρών τροχών που διατηρούν τα χαρακτηριστικά της εργασίας
- Μειώνει την απαιτούμενη ποσότητα διαφορετικών παστών για στίλβωση, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα υλικά